


NITRAX DIAMOND
Model: X2000

PL	Rękawice ochronne	RU	Заштитні перчатки
EN	Protective gloves	HR	Zaštitne rukavice
DE	Schutzhandschuhe	HU	Védőkesztyű
CZ	Ochranné rukavice	RO	Mănuși de Protecție
SK	Ochranné rukavice	IT	Guanti di Protezione
LT	Apsaugines pirštines	EE	Kaitsekindad

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/TYP B



EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TYPE B	EN ISO 374-4:2019	poziom / level / Niveau / úroveň / уroveň / razina / szint / nivel / livello	degradacja / Degradation / degradace / degradácia / degradation / degradació / degradare / degradazione
1	6	44.3 %	n-Heptane / n-Heptan / n-heptan / n-heptán / n-heptanas / n-Heptan / n-heptan / n-heptán / heptan / eptano (J)
2	5	10.0%	40% wodorotlenek sodu / 40% Sodium Hydroxide / 40% Natronlauge / 40% hydroxid sodný / 40% hidroxid sodný / 40% natrio hidrossidas / 40% natrio idrossido / 40% natrio idrossido di sodio / 40% natrijev hidroksid / 40% natrium-hydroxid / 40% hidroxid de sodiu / 40% idrossido di sodio (K)
3	2	36.5 %	30% nadtlenek wodoru / 30% Hydrogen Peroxide / 30% Wasserstoffperoxid / 30% peroxid vodíku / 30% peroxid vodik / 30% peroxid vandenilio / 30% peroksidás / 30% перекись водороду / 30% vodikov peroksid / 30% hidrogen-peroksid / 30% peroxid de hidrogen / 30% perossido di idrogeno (P)
4	5	17.5%	37% formaldehyd / 37% Formaldehyde / 37% Formaldehyd / 37% formaldehid / 37% formaldehid / 37% formaldehid / 37% formaldehid / 37% formaldehid / 37% formaldehid (T)

czas przebiega wyznaczony w badaniach laboratoryjnych / breakthrough time determined in laboratory tests / Durchbruchzeit, die in Laboruntersuchungen bestimmt wurde / čas proraženi úroveň v laboratorních testech / čas prirazu určeny v laboratorných testoch / prověřeno laikas, nustatyta laboratoriniuose tyrimuose / время пробы, определенное в лабораторных испытаниях / vrijeme probanja određeno u laboratorijskim ispitivanjima / áthatalási idő, ameyelt laboratóriumi vizsgálatok határozatk meg / timpul de spargere stabilit în teste de laborator / läbimurdeag, mis määratakse laboratoorses katsetes [mm]	<p>Poziom skuteczność odporności na przenikanie / Level of resistance to penetration effectiveness / Niveau der Widerstandsfähigkeit gegen Eindringen / Úroveň odolnosti proti pronikání / Úroveň odolnosti proti prieniku / Atsparumo lygis praskiverimui / Уровень устойчивости к проникновению / razina otpornosti na prodiranje / Ellenállás a behatolás ellen / Nivelul de rezistență la penetrare / Läbimisvastupidavuse tase</p>
>10	1
>30	2
>60	3
>120	4
>240	5
>480	6

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

Podczas użytkowania rękawice ochronne mogą zapewniać mniejszą odporność na niebezpieczną substancję chemiczną ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Ruchy, zacier, tarcie, degradacja spowodowana kontaktem z chemikaliami itp. mogą znacząco skrócić rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku zarych chemikaliów degradacja może być najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze rękawic odpornych na chemikalia.

PL	Odporność na bakterie i grzyby - TAK Odporność na wirusy - TAK
EN	Resistance to bacteria and fungi - YES Resistance to viruses - YES
DE	Widerstandsfähigkeit gegen Bakterien und Pilze - JA Widerstandsfähigkeit gegen Viren - JA
CZ	Odolnost proti bakteriám a houbám - ANO Odolnost proti virům - ANO
SK	Odolnosť proti baktériám a hubám - ANO Odolnosť proti vírusom - ANO
LT	Atsparumas bakterijoms ir grybams - TAIP Atsparumas virusams - TAIP
RU	Устойчивость к бактериям и грибам - ДА Устойчивость к вирусам - ДА
HR	Otpornost na bakterije i gljivice - DA Otpornost na viruse - DA
HU	Ellenállás a baktériumokkal és gombákkal szemben - IGEN Ellenállás a vírusokkal szemben - IGEN
RO	Rezistență la bacterii și ciuperci - DA Rezistență la viruși - DA
IT	Resistenza a batteri e funghi - SÌ Resistenza ai virusi - SÌ
EE	Bakterite ja seenetele vastupidavus - JAH Bakterite vastupidavus - JAH

	data produkcji / production date / Produktionsdatum / datum výroby / datum výroby / gamybos data / data proizvodstva / datum proizvodnje / gyártási datum / data de productie / data di produzione / tootmiskuupeev
	data ważności / expiration date / Ablaufdatum / datum expirace / datum expirac / galijojimo data / data istечения срока годности / datum isteka roka / lejárati datum / data de expirare / data di scadenza / aegumiskuupeev
	numer partii / batch number / Chargennummer / číslo šarže / číslo šarže / partijos numeris / номер партии / broj serije / telemek száma / numls lot / numero di lotto / partinumber

37% formaldehyd / 37% Formaldehyde / 37% Formaldehyd / 37% formaldehid / 37% formaldehid / 37% formaldehid / 37% formaldehid / 37% formaldehid / 37% formaldehid (T)	5	17.5%
--	---	-------

PL
Zakres rozmiarów: 8-11

Rękawice należą do kategorii III środków ochrony indywidualnej. Rękawice jednorazowe spełniają zasadnicze wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, wymagania normy EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 oraz wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych: klasa I Jednostka notyfikowana uczestnicząca w ocenie zgodności: SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park Clonee, Dublin, D15 YN2P; Ireland Numer jedynotki notyfikowanej: 2777 Deklaracja zgodności dostępna na www.stalco.pl

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem: prace domowe, warsztatowe, sprzątanie
Wydajność i ograniczenia użytkowania - Ten produkt został przetestowany i osiągnął następujące poziomy wydajności: patrz tabela i oznakowanie

Instrukcja i ograniczenia użytkowania (ochrony):
EN ISO 374-4:2019 Wyniki degradacji wskazują zmianę odporności rękawic na przeżycie po wystawieniu na działanie badanej substancji chemicznej.

EN ISO 374-5:2016 Odporność na penetrację została oceniona w warunkach laboratoryjnych i odnosi się wyłącznie do badanej próbki.

Informacje te nie odzwierciedlają rzeczywistego czasu trwania ochrony w miejscu pracy i rozróżnienie między mieszaninami a czystymi chemikaliami.

Odporność chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych tylko z dłoni (z wyjątkiem przypadków, gdy rękawica ma długość równą lub większą niż 400 mm - gdzie testowanie jest również mankiet) i odnosi się tylko do testowanej substancji chemicznej. Może być inaczej, jeśli substancja chemiczna jest używana w mieszaninie.

Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą zmniejszyć ich w zależności od temperatury, ścierania i degradacji.

Podczas użytkowania rękawice ochronne mogą zapewniać mniejszą odporność na niebezpieczną substancję chemiczną ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Ruchy, zacier, tarcie, degradacja spowodowana kontaktem z chemikaliami itp. mogą znacząco skrócić rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku zarych chemikaliów degradacja może być najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze rękawic odpornych na chemikalia.

Przed użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem wszelkich wad lub uszkodzeń.

Podana wydajność rękawic jest oparta na danych laboratoryjnych i może nie odzwierciedlać rzeczywistego czasu ochrony w miejscu pracy ze względu na inne czynniki wpływające na wydajność, takie jak temperatura, tarcie, degradacja itp.) Rękawice nie zawierają żadnych substancji, o których wiadomo, że powodują alergię. Rękawice nie zapewniają ochrony mechanicznej. Tylko do jednorazowego użytku, nie zużycielac.

Przed użyciem należy sprawdzić, czy rękawice nie są uszkodzone.

Zakładanie:
1. Zdejmij całą bielizę z dłoni i nadgarstków, a przed założeniem umyj ręce.
2. Umieść rękawice na przygotowanej powierzchni roboczej.
3. Użytkownik zakłada rękawice na swoją dominującą rękę, chwytając ją drugą ręką, pamiętając, aby dotykać tylko wewnętrznej strony rękawicy, i wsuwając ją na dominującą rękę, aż osiągnie poziom wyszczelnienia.
4. Użytkownik używa dominującej dłoni w rękawicę, aby wsunąć drugą rękawicę na niedominującą dłoń.
5. Po założeniu obu rękawic użytkownicy mogą dotknąć ich zewnętrznej strony, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie.

Zdejmowanie:
1. Używać dominującej ręki, użytkownicy zaczynają od chwycenia zewnętrznej strony rękawicy na niedominującej ręce po stronie dłoni w pobliżu mankieta.
2. Zdejmij rękawicę z ręki niedominującej i umieść ją w dłoni w rękawicy, zwijając ją w kulke.
3. Wsuń dłoń palce pod mankieta drugiej rękawicy i ostrożnie zdejmij ją z dłoni, nie dotykając nadgarstka, obracając pozostałą rękawicę do wewnątrz podczas jej zdejmowania i z kole obejmując pierwszą rękawicę.
4. Rękawice można zutylizować.

Przechowywanie i transport:
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze pokojowej, normalnej wilgotności, w zamkniętych i przewiewnych pojemnikach, zabezpieczone przed promieniami UV oraz wilgocią, z dala od źródeł ciepła.

Transportować w oryginalnych opakowaniach. Podczas transportu zabezpieczyć opakowanie przed uszkodzeniem i czynnikami środowiskowymi.

Przewidywany okres trwałości rękawic wynosi 4 lata jeśli przechowywane są w odpowiednich warunkach (wilgotność, temperatura, czystość, wentylacja, światło).
Czyszczenie i konserwacja: Rękawice należy czyścić i konserwować zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju.
Uwaga: Przed użyciem należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji użytkowania. Zaleca się zachowanie instrukcji.

EN
Size range: 8-11

The gloves belong to category III of personal protection measures. Disposable gloves meet the essential requirements of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/425 on personal protective equipment, the requirements of EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 and the requirements of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices: class I Notified body involved in conformity assessment: SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park Clonee, Dublin, D15 YN2P; Ireland Notified body number: 2777 Declaration of conformity available at www.stalco.pl

Intended use: domestic work, workshop, cleaning
Performance and limitations of use - This product has been tested and achieved the following performance levels: see tables and labelling

Instructions and restrictions on use (protection):
EN ISO 374-4:2019 Degradation results show the change in puncture resistance of the glove after exposure to the test chemical.

EN ISO 374-5:2016 The resistance to penetration has been assessed under laboratory conditions and applies only to the specimen under test.

This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the distinction between mixtures and pure chemicals.

The chemical resistance was assessed under laboratory conditions using specimens taken only from the hand (except where the glove is 400 mm or more in length - where the cuff is also tested) and relates only to the chemical being tested. This may be different if the chemical is used in a mixture.

It is advisable to check that the gloves are suitable for the intended use, as work conditions may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.

During use, protective gloves may provide less resistance to a hazardous chemical due to changes in physical properties. Movements, snags, friction, degradation due to contact with chemicals, etc. can significantly reduce the actual service life. For corrosive chemicals, degradation may be the most important factor to consider when choosing chemical-resistant gloves.

The gloves should be checked for any defects or damage before use.

The glove performance quoted is based on laboratory data and may not reflect actual protection time in the workplace due to other factors affecting performance, such as temperature, abrasion, degradation, etc.).

The gloves do not contain any substances known to cause allergies. The gloves do not provide mechanical protection. For single use only, do not litter. Check gloves for damage before use.

Establishment:
1. Remove all jewellery from your hands and wrists and wash your hands before putting it on.
2. Place the gloves on the prepared work surface.
3. The user places the glove on his or her dominant hand, grasping it with the other hand, making sure to touch only the inside of the glove, and slipping it onto the dominant hand until it reaches searcher level.
4. The user uses the dominant gloved hand to slide the other glove onto the non-dominant hand.
5. Once both gloves are on, users can touch the outside of the glove to ensure a proper fit.

Removal:
1. Using the dominant hand, users start by gripping the outside of the glove on the non-dominant hand on the palm side near the cuff.
2. Remove the glove from the non-dominant hand and place it in the gloved hand, rolling it into a ball.
3. Slide two fingers under the cuff of the second glove and carefully remove it from the hand without touching the wrist, turning the remaining glove inward as you remove it and in turn embracing the first glove.
4. Gloves can be disposed of.

Storage and transport
Store in original packaging, at room temperature, normal humidity, in closed and ventilated areas, protected from UV rays and moisture, away from heat sources.

Transport in original packaging. During transport, protect the packaging from damage and environmental factors.

The expected shelf life of the gloves is 4 years if stored under appropriate conditions (humidity, temperature, cleanliness, ventilation, light).
Cleaning and maintenance: Do not wash. Single-use gloves. Once used, they should be disposed of.
Disposal: Gloves in use may be contaminated with infectious and/or hazardous substances. Dispose of in accordance with local country regulations.
Caution: Read the contents of this user guide before use. It is advisable to keep the instructions.

DE
Rozsah velikosti: 8 – 11

Die Handschuhe gehören zur Kategorie III der Personenschutzmaßnahmen. Einmalhandschuhe erfüllen die grundlegenden Anforderungen der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen, die Anforderungen der EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 und die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte: Klasse I Benannte Stelle, die an der Konformitätsbewertung beteiligt ist: SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park Clonee, Dublin, D15 YN2P; Irland Nummer der benannten Stelle: 2777 Die Konformitätserklärung ist verfügbar unter www.stalco.pl

Verwendungszweck: Hausarbeit, Werkstatt, Reinigung
Leistung und Anwendungseinschränkungen - Dieses Produkt wurde getestet und hat die folgenden Leistungsstufen erreicht: siehe Tabellen und Kennzeichnung

Anweisungen und Einschränkungen für die Verwendung (Schutz):
EN ISO 374-4:2019 Die Degradationsergebnisse geben die Veränderung der Durchstichfestigkeit des Handschuhs nach Einwirkung der Prüfchemikalie an.

EN ISO 374-5:2016 Der Durchdringungswiderstand wurde unter Laborbedingungen ermittelt und gilt nur für das Prüfmuster.

Diese Angaben spiegeln nicht die tatsächliche Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider.

Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen anhand von Proben bewertet, die nur an der Hand entnommen wurden (außer in Fällen, in denen der Handschuh eine Länge von 400 mm oder mehr hat - hier wird auch die Stulpe geprüft) und bezieht sich nur auf die zu prüfende Chemikalie. Dies kann anders sein, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird.

Es ist ratsam zu prüfen, ob die Handschuhe für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz je nach Temperatur, Abrieb und Abnutzung von der Baumusterprüfung abweichen können.

Während des Gebrauchs können Schutzhandschuhe aufgrund veränderter physikalischer Eigenschaften eine geringere Widerstandsfähigkeit gegenüber einer gefährlichen Chemikalie aufweisen. Bewegung, Verhakten, Reibung, Abnutzung durch Kontakt mit Chemikalien usw. können die tatsächliche Lebensdauer erheblich verringern. Bei diesen Chemikalien ist die Zersetzung möglicherweise der wichtigste Faktor bei der Auswahl chemikalienbeständiger Handschuhe.

Die Handschuhe sollten vor dem Gebrauch auf eventuelle Mängel oder Schäden überprüft werden.

Die angegebene Leistung der Handschuhe basiert auf Labordaten und spiegelt möglicherweise nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz wider, da andere Faktoren wie Temperatur, Abrieb, Zersetzung usw. die Leistung beeinflussen.) Die Handschuhe enthalten keine Stoffe, die bekanntermaßen Allergien auslösen. Die Handschuhe bieten keinen mechanischen Schutz. Nur zum einmaligen Gebrauch, nicht in den Müll werfen. Prüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Beschädigungen.

Niederlassung:
1. Nehmen Sie allen Schmuck von Ihren Händen und Handgelenken ab und waschen Sie sich die Hände, bevor Sie ihn anlegen.
2. Legen Sie die Handschuhe auf die vorbereitete Arbeitsfläche.
3. Der Benutzer zieht den Handschuh über seine dominante Hand, greift ihn mit der anderen Hand, wobei er darauf achtet, dass er nur die Innenseite des Handschuhs berührt, und schiebt ihn über die dominante Hand, bis er die Höhe des Suchers erreicht.
4. Der Benutzer berührt die dominante Hand, um den anderen Handschuh über die nicht dominante Hand zu ziehen.
5. Sobald beide Handschuhe angezogen sind, kann der Benutzer die Außenseite des Handschuhs berühren, um sicherzustellen, dass er richtig sitzt.

Ausbauen:
1. Mit der dominanten Hand wird der Handschuh zunächst an der Außenseite der nicht dominanten Hand auf der Handflächeinnenseite in der Nähe der Manschette gegriffen.
2. Ziehen Sie den Handschuh aus der nicht-dominanten Hand aus, legen Sie ihn in die behandschuhte Hand und rollen Sie ihn zu einem Ball.
3. Schieben Sie zwei Finger unter die Stulpe des zweiten Handschuhs und ziehen Sie ihn vorsichtig aus der Hand, ohne das Handgelenk zu berühren. Drehen Sie den verbleibenden Handschuh beim Ausziehen nach innen und umschließen Sie den ersten Handschuh.
4. Die Handschuhe können entsorgt werden.

Lagerung und Transport:
In der Originalverpackung, bei Raumtemperatur, normaler Feuchtigkeit, in geschlossenen und belüfteten Räumen, geschützt vor UV-Strahlen und Feuchtigkeit, fern von Wärmequellen lagern.

Transport in der Originalverpackung. Schützen Sie die Verpackung beim Transport vor Beschädigungen und Umwelteinflüssen.

Die erwartete Haltbarkeit der Handschuhe beträgt 4 Jahre, wenn sie unter geeigneten Bedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur, Sauberkeit, Belüftung, Licht) gelagert werden. Reinigung und Wartung Nicht waschen. Handschuhe für den einmaligen Gebrauch. Nach Gebrauch sollten sie entsorgt werden.

Entsorgung: Verwendete Handschuhe können mit infektiösen und/oder gefährlichen Substanzen kontaminiert sein. Entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften.
Hinweis: Lesen Sie vor dem Gebrauch den Inhalt dieser Bedienungsanleitung. Es ist ratsam, die Anleitung aufzubewahren.

CZ
Rozsah veľkosti: 8 – 11

Rukavice patrí do kategórie III opatření osobní ochrany. Jednorázové rukavice splňují základní požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích, požadavky norem EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 a požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 z dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích: třída I Oznamový subjekt zapojený do posuzování shody: SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park Clonee, Dublin, D15 YN2P; Irsko Číslo oznámeného orgánu: 2777 Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.stalco.pl

Určení: domácí práce, dílna, čištění
Výkon a omezení použití - Tento výrobek byl testován a dosáhl následujících výkonových úrovní: viz tabulky a označení

Pokyny a omezení pro použití (ochrana):
EN ISO 374-4:2019 Výsledky degradace udávají změnu odolnosti rukavice proti propchnutí po vystavení zkušební chemické látce.

EN ISO 374-5:2016 Odolnost proti proražení při proražení byla stanovena v laboratorních podmínkách a vztahuje se pouze na zkušební vzorek.

Tyto informace neodrážejí skutečnou dobu ochrany na pracovišti a rozdíl mezi směsí a čistými chemickými látkami.

Chemická odolnost byla posouzena v laboratorních podmínkách na základě vzorků odebraných pouze z ruky (s výjimkou případů, kdy má rukavice délku rovnou nebo větší než 400 mm - kdy se zkouší také manžeta) a vztahuje se pouze na zkoušenou chemickou látku. To se může lišit, pokud je chemická látka použita ve směsi.

Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky na pracovišti se mohou lišit od typové zkoušky v závislosti od teploty, oděru a degradace.

Během používání mohou ochranné rukavice poskytovat menší odolnost vůči nebezpečné chemické látce v důsledku změn fyzikálních vlastností. Pohyb, zasetení, trenie, degradácia v dôsledku kontaktu s chemikáliami atď. môžu výrazne znížiť skutočnú životnosť. V prípade korozivných chemikálií môže byť najdôležitejším faktorom pri výbere chemicky odolných rukavic jejich degradace.

Před použitím je třeba rukavice zkontrolovat, zda nejsou poškozené.

Uvedená výkonnost rukavic vychází z laboratorních údajů a nemusí odrážet skutečnou dobu ochrany na pracovišti vzhledem k dalším faktorům ovlivňujícím výkonnost, jako je teplota, oděr, degradace atd.). Rukavice neobsahují žádné látky, o nichž je známo, že způsobují alergie. Rukavice neposkytují mechanickou ochranu. Pouze k jednorázovému použití, nevházejte do odpadků. Před použitím zkontrolujte, či rukavice nejsou poškozené.

Založení:
1. Sundejte si z rukou a zápěstí všechny šperky a před jejich nasazením si umyjte ruce.
2. Rukavice položte na připravenou pracovní plochu.
3. Uzávěte si nasadí rukavici na dominantní ruku, uchopí ji druhou rukou a dšá na to, aby se dotýkal pouze vnitřní strany rukavice, a nasadí si ji na dominantní ruku, až dokud nedosáhne úrovně hladače.
4. Uzávěte si pomocí dominantní ruky v rukavici nasadí druhou rukavici na nedominantní ruku.
5. Po nasazení obou rukavic se uživatelé mohou dotknout vnější strany rukavic, aby se ujistili, že rukavice správně sedí.

Odstránění:
1. Dominantní rukou uživatelé začnou uchopením vnější strany rukavice na nedominantní ruce na straně dlaně v blízkosti manžety.
2. Sundejte rukavici z nedominantní ruky, vložte ji do ruky v rukavici a srolujte ji do kulky.
3. Zasuňte dva prsty pod manžetu druhé rukavice a opatrně ji sundejte z ruky, aniž byste se dotkli zápěstí, přičemž zbývající rukavici při sundávání otočte dovnitř a objmijete první rukavici.
4. Rukavice lze zlikvidovat.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA
Skládejte v původním obalu, při pokojové teplotě, normální vlhkosti, v uzavřených a větrných prostorách, chráněné před UV zářením a vlhkostí, mimo dosah zdrojů tepla.

Přepava v původním obalu. Během přepavy chraňte obal před poškozením a vlivy prostředí.

Předpokládaná doba skladování rukavic je 4 roky, pokud jsou skladovány za vhodných podmínek (vlhkost, teplota, čistota, větrání, světlo).
Čištění a údržba Neperte. Rukavice na jedno použití. Po použití by měly být zlikvidovány.

Likvidace: Používané rukavice mohou být kontaminovány infekčními a/nebo nebezpečnými látkami. Likvidujte ho v souladu s místními předpisy.
Upozornění Před použitím si přečtěte obsah této uživatelské příručky. Doporučujeme si uschovat a používat.

SK
Rozsah veľkosti: 8 – 11

Rukavice patria do kategórie III osobných ochranných prostriedkov. Jednorázové rukavice splňajú základné požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch, požiadavky norem EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 a požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach: trieda I Notifikovaný orgán zapojený do posudzovania zhody: SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park Clonee, Dublin, D15 YN2P; Irsko Číslo notifikovaného orgánu: 2777 Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na stránke www.stalco.pl

Určenie: domáce práce, dieľňa, čistenie
Výkon a obmedzenia použitia - Tento výrobok bol testovaný a dosiahol nasledujúce úrovné výkonu: pozri tabuľky a označenie

Pokyny a obmedzenia týkajúce sa používania (ochrana):
EN ISO 374-4:2019 Výsledky degradácie udávajú zmenu odolnosti rukavice proti prepichnutiu po vystavení zkušebnej chemikálii.

EN ISO 374-5:2016 Odolnosť proti penetrácii bola posúdená v laboratorných podmienkach a vztahuje sa len na skúšobný vzorku.

Tieto informácie neodrážajú skutočné trvanie ochrany na pracovisku a rozdiel medzi zmesami a čistými chemickými látkami.

Chemická odolnosť bola posúdená v laboratorných podmienkach na základe vzoriek odebraných len z ruky (okrem prípadov, keď má rukavica dĺžku rovnú alebo väčšiu ako 400 mm - vtedy sa testuje aj manžeta) a vztahuje sa len na testovanú chemickú látku. Môže sa to líšiť, ak sa chemikália používa v zmesi.

Odpóruča sa skontrolovať, či sú rukavice vhodné na zamýšľané použitie, pretože podmienky na pracovisku sa môžu líšiť od typovej skúšky v závislosti od teploty, oděru a degradácie.

Počas používania môžu ochranné rukavice poskytovať menšiu odolnosť voči nebezpečnej chemikálie látky v dôsledku zmien fyzikálnych vlastností. Pohyb, zavesenie, trenie, degradácia v dôsledku kontaktu s chemikáliami atď. môžu výrazne znížiť skutočnú životnosť. V prípade korozívnych chemikálií môže byť najdôležitejším faktorom pri výbere chemicky odolných rukavic ich degradácia.

Rukavice by sa mali pred použitím skontrolovať, či nie sú poškodené.

Uvedená výkonnost rukavic vychádza z laboratorných údajů a nemusí odrážet skutečnou dobu ochrany na pracovišti vzhledem k dalším faktorům ovlivňujícím výkonnost, jako je teplota, oděranie, degradácia atd.). Rukavice neobsahujú žiadne látky, o ktorých je známe, že spôsobujú alergie. Rukavice neposkytujú mechanickú ochranu. Len na jednorázové použitie, nezmetšujte. Pred použitím skontrolujte, či rukavice nie sú poškodené.

Založení:
1. Z ruk a zápěstí si odstráňte všetky šperky a před ich nasadením si umyjte ruce.
2. Rukavice položte na připravenou pracovní plochu.
3. Používatel si nasadí rukavici na dominantní ruku, uchopí ji druhou rukou, pričom dšá na to, aby se dotýkal len vnútornej strany rukavice, a nasadí si ju na dominantnú ruku, až kým nedosiahne úroveň vyhladače.
4. Používatel si pomocou dominantnej ruky v rukavici nasadí druhú rukavici na nedominantnú ruku.
5. Po nasadení oboch rukavic sa používateľi môžu dotknúť vonkajšej strany ruk

